

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER – To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:

8. NEVER USE PAD WITHOUT REMOVABLE COVER IN PLACE.

9. O NOT USE IN AREAS WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.

10. O NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.

11. DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS.

12. EVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.

13. O NOT USE THE CORD AS A HANDLE.

14. AREFULLY EXAMINE INNER COVER AND LINE INNER COVERING OR LINE CORD SHOW ANY SIGN OF DETRIORATION.

15. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF SATISFACTORILY, RETURN IT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER AT ADDRESS GIVEN.

16. O NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS, AS SKIN BURNS COULD RESULT. USE WHEREVER HOT APPLICATIONS ARE DESIRABLE FOR PERSONAL COMFORT AND WHEREVER RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN OR DENTIST FOR THE RELIEF OF PAIN.

17. OOP CORD LOOSELY WHEN STORING; TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.

18. K EP THE PAD AWAY FROM HEATED SURFACES.

19. LACE PAD ON TOP AND NOT UNDER THE PART OF THE BODY NEEDING HEAT.

20. O NOT PUT THIS PAD IN THE MICROWAVE.

21. O NOT LEAVE PAD UNATTENDED, ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.

22. O NOT USE PADS UNDERNEATH BEDCOVERS AND OTHER TYPES OF BLANKETS. DO NOT PLACE ABOVE PADS. ONLY THE CLOTH COVER PROVIDED WITH THE PAD SHOULD BE USED.

23. DO NOT USE PAD ON SENSITIVE SKIN OR WHEN TAKING MEDICATION THAT CAN CAUSE SENSITIVE SKIN.

24. AREFULLY EXAMINE INNER COVER AND LINE INNER COVERING OR LINE CORD SHOW ANY SIGN OF DETRIORATION.

25. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF SATISFACTORILY, RETURN IT TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER AT ADDRESS GIVEN.

26. O NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS, AS SKIN BURNS COULD RESULT. USE WHEREVER HOT APPLICATIONS ARE DESIRABLE FOR PERSONAL COMFORT AND WHEREVER RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN OR DENTIST FOR THE RELIEF OF PAIN.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

NOTE: The heat will automatically turn off after 60 minutes, at which point the green LED indicator light will flash continuously until the ON/OFF button is pressed.


NOTE: The heat will not exceed 30 minutes at one time. To turn off, press and hold ON/OFF button until all lights turn off. For maximum benefit, use should not exceed 30 minutes at one time.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
1-800-334-4031
Responsible Party: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.




1. Plug the electrical cord into a 120V AC electrical outlet.
- NOTE: When first plugged into the main power supply, all lights will flash once. This to make sure the controller functions properly.
2. Push the ON/OFF button; the power indicator light will illuminate to signal that the heating pad is at Warm setting. Press the settings buttons to choose Warm, Low, Medium or High levels.
3. After choosing your heat setting, place heating pad on top of the area to be treated.
4. To turn off, press and hold ON/OFF button until all lights turn off. For maximum benefit, use should not exceed 30 minutes at one time.
- NOTE: The heat will not exceed 30 minutes at one time. To turn off, press and hold ON/OFF button until all lights turn off. For maximum benefit, use should not exceed 30 minutes at one time.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MOIST HEAT TREATMENT

1. Ensure heating pad is unplugged.
2. Wet the absorbent inner cloth and squeeze out excess water.
3. Insert the damp pad between the heating pad and the cloth cover.
4. Plug the electrical cord into a 120V AC electrical outlet.
5. Push the ON/OFF button; the power indicator light will illuminate to signal that the heating pad is at Warm setting. Press the settings buttons to choose Warm, Low, Medium or High levels.
6. Place heating pad on top of the area to be treated.
7. When treatment is done, press and hold the ON/OFF button to turn unit off and unplug. For maximum benefit, use should not exceed 30 minutes at one time.
8. After use, dry the cloth cover, inner cloth and the heating pad before storing.

NOTE: This heating pad has a 60-minute auto-off feature. During use, check skin under heating pad frequently. Do not leave heating pad unattended.




RESTRICTED HEATING PAD USES

For additional warnings, please see the Important Safety Instructions and Caution sections.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Machine-ashable Cloth Cover (Figure 1)
- Heating Pad (Figure 2)
- Inner Cloth for Moist Heat (Figure 3)



Cautions:

- The cloth cover must always be used with the heating pad. An absorbent inner cloth is provided for moist heat application.
- This heating pad should not be used in the following cases: If you have diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis and thrombodosis, hemorrhages, inflammation of the skin, undetermined calf pain or joint pain, or if you have poor circulation. Consult a physician before using if you have any kind of fungal infection, swelling, fracture or persistent pain.

- Consult your physician should you have any therapeutic questions regarding use of this heating pad.
- Do not use on any unexplained pain, or swollen muscles, or following a serious muscular injury before consulting your physician.
- Keep away from children.
- Discontinue use of product if pain increases or swelling occurs after application.
- Do not use while bathing or showering. Use only in a dry area.
- Do not use your doctor before using in case of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy or cancer.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- Never use any heating products on open wounds, discolored areas, or any area of the body that is swollen, burned, bruised, inflamed or where skin eruptions, ulcerated sores or varicose veins are present.
- This product should never be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that this product is being used for.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.



ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

HOW TO ASSEMBLE

To assemble the heating pad, insert the heating pad completely into the cloth cover with the electric cord extending out from the cloth cover (see below). To secure in a desired position, attach each one end of the adjustable strap to the fabric cover. Wrap the fabric strap around desired location and attach the opposite end to the fabric cover and adjust as needed. If moist heat is desired, follow instructions in the Moist Heat Treatment section.




OPERATING INSTRUCTIONS

This heating pad comes assembled (Figure 4).

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. This heating pad is intended for household use only and it is designed to operate at 110-125 volts AC. Use on Alternating Current (60 Hertz) only.

CONAIR comfort™ deluxe/deluxe king size heating pad



Instruction booklet

For Models HP42 and HP43
Always read the instruction book carefully before using.

Service Center
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
©2020 Conair Corporation
Please register this product at www.conair.com/registration
web at www.conair.com
For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the
stock image
20PA073069
IB-16804

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO TIRAR

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. SIEMPRE DESENCHUFE LA UNIDAD INMEDIATAMENTE DESPUES DEL USO.
3. NO LO USE MIENTRAS DUERME. PROCURE NO DORMIRSE DURANTE EL USO.
4. NO LO USE EN BEBÉS O ANIMALES.
5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO POR O PERSONAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, A MENOS QUE ALGUIEN VIGILE CUIDADOSAMENTE EL USO DEL MISMO.
6. NO LO USE EN AREAS INSENSIBLES.
7. PUEDEN OCURRIR QUEMADURAS CUALQUIERA REMOVIBLE.
8. NO USE LA ALMOHADILLA SIN LA FUNDA DEBAJO DE LA ALMOHADILLA FRECUENTEMENTE.
9. NO LO HAGA FUNCIONAR EN LUGARES DONDE SE ESTE ADMINISTRANDO OXIGENO.
10. NUNCA USE ALFILERES NI OTROS SUJETADORES METÁLICOS CON ESTE PRODUCTO.
11. NUNCA JALE LA ALMOHADILLA POR EL CABLE LA APLASTE. NO LO DOBLE CON FUERZA.
12. NUNCA JALE LA ALMOHADILLA POR EL CABLE ELÉCTRICO.
13. NO AGARRE NI TRANSPORTE LA UNIDAD POR EL CABLE.
14. EXAMINE CUIDADOSAMENTE EL FORRO INTERIOR Y EL PRODUCTO SI PRESENTA ALGUN SIGNO DE DETERIORO.
15. NO ALTERE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA. ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PERSONAS DORMIDAS O INCONSCIENTES O PERSONAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, A MENOS QUE ALGUIEN VIGILE CUIDADOSAMENTE EL USO DEL MISMO.


PELIGRO – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica e incendio, este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones siguientes:

1. ENCHUFE el aparato en una toma de corriente de 120 V AC.
2. Optima el botón ON/OFF SETTINGS; el indicador luminoso se encenderá para indicar que la almohadilla se está calentando. Optima repetidamente el botón ON/OFF/SETTINGS para elegir el ajuste de calor deseado: tibia ("WARM"), bajo ("LOW"), medio ("MED") o alto ("HIGH").
3. Después de elegir el ajuste de calor, coloque la almohadilla sobre el área del cuerpo que desea tratar.
4. Para apagar la unidad, mantenga oprimido el botón ON/OFF/SETTINGS hasta que todas las luces se apaguen. Para sacar el máximo provecho de este producto, no lo use por más de 30 minutos a la vez.
5. El calor se apagará automáticamente después de 60 minutos, y el indicador luminoso verde parpadeará. Para reactivar la almohadilla, oprima el botón ON/OFF/SETTINGS. Para apagar, mantenga oprimido el botón ON/OFF/SETTINGS.
6. La almohadilla térmica tiene dos lados, use el lado más grueso para proporcionar calor más alto.
7. Pueden ocurrir quemaduras cualquiera que sea el ajuste usado; examine la piel debajo de la almohadilla frecuentemente.
8. NO USE LA ALMOHADILLA SIN LA FUNDA REMOVIBLE.
9. NO LO HAGA FUNCIONAR EN LUGARES DONDE SE ESTE ADMINISTRANDO OXIGENO.
10. NUNCA USE ALFILERES NI OTROS SUJETADORES METÁLICOS CON ESTE PRODUCTO.
11. NO SE SIENTE ENCIMA DE LA ALMOHADILLA, NI LA APLASTE. NO LO DOBLE CON FUERZA.
12. NUNCA JALE LA ALMOHADILLA POR EL CABLE ELÉCTRICO.
13. NO AGARRE NI TRANSPORTE LA UNIDAD POR EL CABLE.
14. EXAMINE CUIDADOSAMENTE EL FORRO INTERIOR Y EL PRODUCTO SI PRESENTA ALGUN SIGNO DE DETERIORO.
15. NO ALTERE ESTE PRODUCTO DE NINGUNA MANERA. ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PERSONAS DORMIDAS O INCONSCIENTES O PERSONAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, A MENOS QUE ALGUIEN VIGILE CUIDADOSAMENTE EL USO DEL MISMO.
16. NO USE ESTA ALMOHADILLA CON LINIMENTOS, BALSAMOS O UNGUENTOS QUE CONTENGAN INGREDIENTES CALORÍFEROS; ESTO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. USE EL PRODUCTO EN LAS ÁREAS DEL CUERPO QUE REQUIERAN CALOR, YA SEA PARA COMODIDAD PERSONAL O PARA ALIVIA EL DOLOR, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE SU MÉDICO O DENTISTA.
17. AL GUARDAR LA UNIDAD, ENROLLE HOLGADAMENTE EL CABLE; HÁZLO DE FORMA AJUSTADA PUEDE DANAR EL CABLE Y LAS PARTES INTERNAS.
18. MANTENGA LA ALMOHADILLA ALEJADA DE SUPERFICIES CALIENTES.
19. PONGA LA ALMOHADILLA ENCIMA (NO DEBAJO) DE LAS PARTES DEL CUERPO QUE REQUIERAN CALOR.
20. NO META LA ALMOHADILLA AL MICROONDAS.
21. NUNCA DESCUIDE/DEJE SIN VIGILANCIA LA ALMOHADILLA, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

22. NO USE LA ALMOHADILLA DEBAJO DE UNA COBIA U OTRO TIPO DE CUBRECAMA, NO COBIA O UNGUENTOS QUE CONTENGAN INGREDIENTES CALORÍFEROS; ESTO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. USE LA ALMOHADILLA SOLAMENTE CON LA FUNDA DE TELA PROVISTA.

23. NO USE LA ALMOHADILLA EN LA PIEL SENSIBLE, O SI TOMA MEDICINA QUE PUEDE CAUSAR SENSIBILIDAD EN LA PIEL.



• Paño interior absorbente para tratamiento con calor húmedo (Fig. 3)

• Funda de tela lavable a máquina (Fig. 1)

• Almohadilla térmica (Fig. 2)

19. PONGA LA ALMOHADILLA ENCIMA (NO DEBAJO) DE LAS PARTES DEL CUERPO QUE REQUIERAN CALOR.

20. NO META LA ALMOHADILLA AL MICROONDAS.

21. NUNCA DESCUIDE/DEJE SIN VIGILANCIA LA ALMOHADILLA, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS.

TRATAMIENTO CON CALOR HÚMEDO

1. Cerciórese de que la almohadilla está apagada.

2. Moje el paño absorbente y estrújelo para eliminar el exceso de agua.

3. Inserte el paño húmedo entre la almohadilla y la funda de tela.

4. Enchufe la unidad en una toma de corriente de 120 V AC.

5. Optima el botón ON/OFF SETTINGS; el indicador luminoso se encenderá para indicar que la almohadilla se está calentando. Oprima repetidamente el botón ON/OFF/SETTINGS para elegir el ajuste de calor deseado: tibia ("WARM"), bajo ("LOW"), medio ("MED") o alto ("HIGH").

6. Coloque la almohadilla sobre el área que desea tratar.

7. Después de terminar, mantenga oprimido el botón ON/OFF SETTINGS para apagar la unidad, y luego desenchufe el cable. Para sacar el máximo provecho de este producto, no lo use por más de 30 minutos a la vez.

8. Sque la funda de tela, el paño interior absorbente y la almohadilla antes de guardarlos.

NOTA: Este producto se apagará automáticamente después de 60 minutos. Examine la piel en contacto con la superficie caliente frecuentemente durante el uso. No descuide/deje sin vigilancia la almohadilla.

Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902

Modelo: HP42 y HP43

Descripción: ALMOHADILLA TÉRMICA

Marca: CONAIR

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSIS C63.4-2014

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2019

RESTRICCIONES DE USO

Garantía limitada de tres años (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

Véase la sección "Medidas de seguridad importantes" para más información.

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio Técnico indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CONCULQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA. ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.



No permita que niños la usen

No use la almohadilla mientras duerme


No apretuje la almohadilla



No use la almohadilla debajo de sábanas/cobijas

No se siente en la almohadilla

No doble/plegue la almohadilla



Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio Técnico indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CONCULQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA. ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

ENSAMBLAJE

Nunca use la almohadilla sin la cubierta de tela. El paño interior absorbente sirve para los tratamientos con calor húmedo.

• No use este producto si padece de cualquiera de los problemas siguientes: Diabetes, úlceras, tumores benignos o malignos, fibrosis, trombosis, hemorragia, inflamación de la piel, dolores en las articulaciones sin causa determinada o mala circulación de la sangre. Pida consejo a su médico antes de usarlo en caso de hongos, hinchazón, fractura o dolor persistente.

• Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores inexplicables, si tiene músculos hinchados o después de una herida muscular de usarlo en caso de hongos, hinchazón, fractura o dolor persistente.

• Manténgalo fuera del alcance de los niños.

• Deje de usar este producto si siente dolor o hinchazón durante o después del uso.

• No lo use en el baño o la ducha; Úselo solamente en un lugar seco.

• Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted está embarazada o padece de alguna enfermedad o condición médica, incluso, entre otros, problemas cardíacos (marcapasos) o cáncer.

• Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor persistente en los músculos o las articulaciones; esto podría ser sintoma de un problema más grave.

• No use este producto si usted padece de cualquiera de los problemas siguientes: Heridas abiertas o nuevas, úlceras de la piel (ampollas), venas varicosas, moretones, cortaduras, quemaduras, inflamación, hinchazón, decoloración o sensibilidad al calor.

• Este producto no debe ser usado por personas que padecen de enfermedades que puedan limitar o inhibir su capacidad de sentir en cualquier parte del cuerpo.

• Usar este producto debe ser agradable y cómodo; deje de usarlo y pida consejo a su médico en caso de dolor o incomodidad.

• Nunca toque los controles, ni enchufe/desenchufe la unidad con las manos mojadas.


Meta la almohadilla en la funda de tela, dejando que el cable salga de la funda (véase la figura a continuación). Para asegurar la almohadilla en la posición deseada, sujete una extremidad de la correa ajustable al otro de la funda (véase la figura a continuación). Para asegurar la almohadilla en la posición deseada, sujete la correa ajustable al otro de la funda (véase la figura a continuación). Este producto es para uso doméstico en la toma de corriente, invértalo.

Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad. Este producto es para uso doméstico solamente y ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110 V a 125 V AC. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz).

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera que la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, invértalo.

Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad. Este producto es para uso doméstico solamente y ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110 V a 125 V AC. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz).

Esta almohadilla térmica viene completamente ensamblada (Fig. 4)



HP42

HP43


Funda de tela

Cable

Almohadilla térmica

Correa

Fig. 4



Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio Técnico indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CONCULQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA. ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visite en www.conair.com

Para registrar su producto, visite en www.conair.com/registration

©2020 Conair Corporation

Fotografía de banco de imágenes

ZOPA073069

IB-16804

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

TRATAMIENTO CON CALOR SECO

Esta almohadilla térmica viene completamente ensamblada (Fig. 4)

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera que la toma de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, invértalo.

Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad. Este producto es para uso doméstico solamente y ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110 V a 125 V AC. Úselo solamente con corriente alterna (60 Hz).

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visite en www.conair.com


Para registrar su producto, visite en www.conair.com/registration

©2020 Conair Corporation

Fotografía de banco de imágenes

ZOPA073069

IB-16804



HP42

HP43

Funda de tela

Cable

Almohadilla térmica

Correa

Fig. 4



Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio Técnico indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CONCULQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA. ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visite en www.conair.com

Para registrar su producto, visite en www.conair.com/registration

©2020 Conair Corporation

Fotografía de banco de imágenes

ZOPA073069

IB-16804

CONAIR comfort™

almohadilla térmica tamaño de lujo/extra grande

de lujo

manual de instrucciones

para los modelos HP42 y HP43

siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Para su seguridad y para distinguir plenamente de este producto,

siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Para su seguridad y para distinguir plenamente de este producto,

siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.