

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## DO NOT DESTROY

**DANGER – To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:**

1. Read all instructions.
2. **ALWAYS UNPLUG THE UNIT FROM THE ELECTRICAL OUTLET IMMEDIATELY AFTER USING.**
3. Do not use while sleeping. Avoid falling asleep while using this product.
4. Do not use on an infant or an animal.
5. This pad is not to be used on or by any individual with certain disabilities, a sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation unless carefully attended.
6. Do not use on areas of insensitive skin.
7. Burns can occur regardless of control setting; check skin under pad frequently.
8. Never use pad without removable cover in place.
9. Do not use where oxygen is being administered.
10. Do not use pins or other metallic means to fasten this pad in place.
11. Do not sit on or crush pad – avoid making sharp folds in pad.
12. Never pull this pad by the line cord.
13. Do not use the cord as a handle.
14. Carefully examine inner cover and line cord before each use. Discard the pad if inner covering or line cord shows any sign of deterioration.
15. Do not tamper with this pad in any way. There are no user-serviceable parts. If, for any reason, this pad does not function satisfactorily, return it to authorized service center at address given.

## HEATING PAD RESTRICTIONS

For additional warnings, please see Important Safety Instructions as well as Cautions in this booklet.



Not for use by children



Do not sleep while using heating pad



Do not use heating pad bunched up



Do not use under covers



Do not sit on heating pad



Do not sharply fold or crease heating pad

16. Do not use this pad with liniment, salve or ointment preparations that contain heat-producing ingredients, as skin burns could result. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort and wherever recommended by your physician or dentist for the relief of pain.
17. Loop cord loosely when storing; tight wrapping may damage cord and internal parts.
18. Keep the pad away from heated surfaces.
19. Place pad on top and not under the part of the body needing heat.
20. Do not put this pad in the microwave.
21. Do not leave pad unattended, especially if children are present.
22. Do not use pad underneath bedcovers and other types of blankets. Do not place covers, such as sheets and blankets, over pad. Only the cloth cover provided with the pad should be used.
23. Do not use pad on sensitive skin or when taking medication that can cause sensitive skin.
24. Do not exceed 30 minutes of heat treatment or 10 minutes of heat and massage treatment at one time.
25. Do not place the unit into a washing machine. Spot clean only, using a soft, damp cloth. Do not use any household cleaners.
26. When not in use, unplug the heating pad and store in a dry location safely out of reach of children.

## FCC MARKINGS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
**Caution:** Any changes or modifications to this unit not expressly approved by Conair LLC, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment

## SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

**Brand:** CONAIR  
**Model No.:** HP08FX  
**Description:** MASSAGING HEATING PAD  
**Responsible Party:** Conair LLC,  
 1 Cummings Point Rd.  
 Stamford, CT 06902  
 (203) 351-9000

**Standards:** FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014  
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

**DATE OF ISSUE:** FEBRUARY 22, 2021

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Cautions:

- **This product does not have an automatic-off for the heat function. This product has a 20 minutes automatic-off feature for massage.**
- This heating pad should not be used in the following cases unless directed by a physician: if you have diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis or thrombosis, hemorrhages, inflammations of the skin, undetermined calf pain or joint pain, or poor circulation. Consult a physician before using if you have any kind of fungal infection, swelling, fracture or persistent pain.
- **Consult your physician if you have any questions regarding therapeutic use of this heating pad.**
- Do not use on any unexplained pain or swollen muscles or following a serious muscular injury before consulting your physician.
- **Keep away from children.**
- Discontinue use of product if pain increases or swelling occurs after application.
- Do not use while bathing or showering. Use only in a dry environment.
- Consult your doctor before using in cases of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy or cancer.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- Never use any heating products on open wounds, discolored areas, or any area of the body that is swollen, burned, bruised or inflamed or where skin eruptions, ulcerated sores or varicose veins are present.

- This product should never be used by any individual suffering from any ailments that would limit or altogether inhibit the user's capacity to feel or have any sensation in the body part that this product is being used for.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your physician.
- Ensure that your hands are dry when operating the controls or removing the plug.
- Do not fall asleep while using this product.
- For indoor use only.
- **DO NOT EXCEED 30 MINUTES OF HEAT TREATMENT OR 10 MINUTES OF HEAT AND MASSAGE TREATMENT AT ONE TIME.**

## OPERATING INSTRUCTIONS

To operate the ConairComfort™ Massaging Heating Pad, first plug the power jack into the hand control then plug the cord into a standard 120V electrical outlet.

1. Press the Heat button (bottom button) to turn the heat on or off.
2. Press the Massage button (top button) repeatedly to adjust the level of massage to High or Low, and to turn the massage feature off.

The following light indicators show which function(s) is/are being used:



<b>Red indicator</b>	<b>Heat only</b>
<b>Red + Green indicator</b>	<b>Heat + Low Massage</b>
<b>Red + Orange indicator</b>	<b>Heat + High Massage</b>
<b>Green only</b>	<b>Low Massage Only</b>
<b>Orange only</b>	<b>High Massage Only</b>

For maximum benefit, use should not exceed 30 minutes of heat, or 10 minutes of heat and massage at one time. The Massage function will automatically shut off after 20 minutes of use.

For optimal use, place the side of the heating pad with the "Heated Side" label closest to your body. If the heating pad becomes too hot, flip the pad over and use the opposite side



## LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at [www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

**Service Center**  
 Conair LLC  
 Service Department  
 7475 North Glen Harbor Blvd.  
 Glendale, AZ 85307

stock.image

Visit us on the web at [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2021 Conair LLC  
 Glendale, AZ 85307

HP08FX  
 21PA079517

# CONAIRcomfort™ massaging heating pad



## instruction booklet

for Model HP08FX

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

**PELIGRO – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica e incendio, este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones siguientes:**

1. Lea todas las instrucciones
2. **SIEMPRE DESENCHUFE LA UNIDAD INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
3. No use la unidad mientras duerme. Procure no dormirse durante el
4. No use la unidad en bebés o animales.
5. Este producto no debe ser usado por o en personas con ciertas discapacidades, personas dormidas o inconscientes o personas con problemas de circulación a menos que alguien vigile cuidadosamente el uso del mismo.
6. No use la unidad en áreas insensib
7. Pueden ocurrir quemaduras, cualquiera que sea el ajuste usado; examine la piel debajo de la almohadilla frecuentemente
8. No use la almohadilla sin la funda removi
9. No use la unidad en lugares donde se esté administrando oxig
10. Nunca use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este produc
11. No se siente encima de la almohadilla, no la aplaste, y no la doble con fuerza.
12. Nunca jale la almohadilla por el cable eléctri
13. No agarre ni transporte la unidad por el cab
14. Examine cuidadosamente el forro interior y el cable antes de cada uso. Deseche la unidad si presenta algún signo de deterioro.

## RESTRICCIONES

Para más información, consulte las secciones “Medidas de seguridad importante” y “Precauciones” de este manual de uso.



No permita que niños la usen



No use la almohadilla mientras duerme



No apretuje la almohadilla



No use la almohadilla debajo de sábanas/cobijas



No se siente en la almohadilla



No doble/plegue la almohadilla

15. No altere esta unidad de ninguna manera. No contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. En caso de mal funcionamiento, devuelva la unidad a un centro de servicio autorizado (véase la sección “Garantía”).
16. No use esta unidad con linimentos, bálsamos o ungüentos que contengan ingredientes que producen calor; esto puede causar quemaduras. Use el producto en las zonas del cuerpo que requieran calor, sea para comodidad personal o para aliviar el dolor, según las recomendaciones de su médico o dentista
17. Al guardar el aparato, enrolle holgadamente el cable; hacerlo de forma ajustada puede dañar el cable y las partes internas.
18. Mantenga la almohadilla alejada de superficies calient
19. Ponga la almohadilla encima (no debajo) de las partes del cuerpo que requieran calor.
20. No meta la almohadilla al microond
21. Nunca descuide/deje sin vigilancia la almohadilla, especialmente en presencia de niños.
22. No use la almohadilla debajo de una cobija u otro tipo de cubrecama. No coloque cubiertas tales como sábanas/cobijas encima de la almohadilla. Use la almohadilla solamente con la funda de tela provista.
23. No use la almohadilla en la piel sensible o si toma medicina que pueda causar sensibilidad en la piel.
24. No exceda 30 minutos de tratamiento con calor, o 10 minutos de tratamiento con calor y masaje.
25. No lave la almohadilla térmica en la lavadora. Para limpiar las manchas, use un paño suave húmedo. No use ningún limpiador comercial.
26. Después del uso y cuando no esté en uso, desenchufe la almohadilla térmica, permita que se enfríe, y guárdela en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

## AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

**Precaución:** Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair LLC, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: CONAIR

Modelo: HP08FX

Descripción: Almohadilla térmica masajeadora

Parte responsable: Conair LLC,  
1 Cummings Point Rd,  
Stamford, CT 06902  
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC,  
Sección 15, subsección B  
ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 22 de febrero de 2021

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Precauciones:

- **La función de calor no se apaga automáticamente. La función de masaje se apagará automáticamente después de 20 minutos.**
- Pida consejo a su médico antes de usar este producto si usted padece de cualquiera de los problemas siguientes: diabetes, tuberculosis, tumor benigno o maligno, flebitis, trombosis, hemorragia, inflamación de la piel, dolores e las articulaciones sin causa determinada o mala circulación de la sangre. Pida consejo a su médico antes de usarlo en caso de hongo, hinchazón, fractura o dolor persistente.
- **Pida consejo a su médico si tiene alguna pregunta médica relativa al uso de este producto.**
- Pida consejo a su médico antes de usar este producto si sufre de dolores inexplicables, si tiene músculos hinchados o después de una herida muscular grave.
- **Manténgalo fuera del alcance de los niños.**
- Deje de usar este producto si siente dolor o hinchazón durante o después del uso.
- No lo use en el baño o la ducha; Úselo solamente en un lugar seco
- Pida consejo a su médico antes de usar este aparato si usted está embarazada o padece de alguna enfermedad o condición médica, incluso, entre otros, problemas cardíacos o cáncer.
- Interrumpa el uso de este producto y llame a su médico en caso de dolor persistente en los músculos o las articulaciones; esto podría ser síntoma de una condición más grave.

- No use este producto si usted padece de cualquiera de los problemas siguientes: heridas abiertas o nuevas, úlceras de la piel (ampollas), venas varicosas, moretones, cortaduras, quemaduras, inflamación, hinchazón, decoloración o sensibilidad al calor.
- Este producto no debe ser usado por personas que padecen de enfermedades que puedan limitar o inhibir su capacidad de sentir en cualquier parte del cuerpo.
- Usar este producto debe ser agradable y cómodo; deje de usarlo y pida consejo a su médico en caso de dolor o incomodidad.
- Nunca toque los controles, ni enchufe/desenchufe la unidad con las manos mojadas.
- No se quede dormida/o durante el uso
- No lo use en exteriores
- **NO EXCEDA 30 MINUTOS DE TRATAMIENTO CON CALOR, O 10 MINUTOS DE TRATAMIENTO CON CALOR Y MASAJE A LA VEZ**

## INSTRUCCIONES DE USO

Para usar su almohadilla térmica masajeadora ConairComfort™, conecte el cable a la unidad de control, luego enchúfelo en una toma de corriente de 120 V.

1. Presione el botón HEAT ON/OFF para apagar/encender el calor.
2. Presione repetidamente el botón MASSAGE ON/OFF para ajustar la intensidad del masaje a alto o bajo, y apagar la función de masaje

Los siguientes indicadores luminosos muestran la(s) función/funciones usadas:



Indicador rojo	Calor solamente
Indicadores rojo + verde	Calor + Masaje bajo
Indicadores rojo + anaranjado	Calor + Masaje alto
Indicador verde	Masaje bajo
Indicador anaranjado	Masaje alto

Para obtener el máximo beneficio, no exceda 30 minutos de tratamiento con calor, o 10 minutos de tratamiento con calor y masaje. La función de masaje se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso.

Para un uso óptimo, coloque la almohadilla térmica de tal manera que la etiqueta “Heated Side” (lado caliente) esté del lado de su cuerpo. Si la almohadilla se pone demasiado caliente, voltéela y use el lado opuesto.



# CONAIRcomfort™

## almohadilla térmica masajeadora



## manual de instrucciones

para el modelo HP08FX

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

Para registrar este producto, visítenos en:  
[www.conair.com/registration](http://www.conair.com/registration)

Centro de servicio  
Conair LLC  
Service Department  
7475 North Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

Fotografía de banco de imágenes

Visítenos en [www.conair.com](http://www.conair.com)

©2021 Conair LLC  
Glendale, AZ 85307

HP08FX  
21PA079517

IB-17340