


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER – To reduce the risk of burns, this product must be used in accordance with the following instructions:

1. DO NOT HEAT THIS PRODUCT WITH ANY MEANS OTHER THAN A MICROWAVE OVEN.
2. THE PAD COULD BE PERMANENTLY DAMAGED IF HEATED FOR MORE THAN THE RECOMMENDED GUIDELINE TIMES. THIS COULD AFFECT THE WARRANTY.
3. IF OVERHEATED, YOUR PACK WILL BE TOO HOT TO TOUCH. ALLOW IT TO COOL BEFORE REMOVING FROM THE MICROWAVE. CHECK IF THE PACK HAS BEEN DAMAGED. IF THERE IS ANY SIGN OF DAMAGE, DO NOT USE THE PRODUCT. IT SHOULD BE DISCARDED.
4. DO NOT USE WHILE SLEEPING. AVOID FALLING ASLEEP WHILE USING THE PRODUCT. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE OR HEAT THIS PRODUCT UNLESS UNDER ADULT SUPERVISION.
5. THIS PACK IS NOT TO BE USED ON OR BY ANY INDIVIDUAL WITH CERTAIN DISABILITIES, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.

HOT/COLD BEAD PACK



6. DO NOT USE THIS PRODUCT WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS. SKIN BURNS COULD RESULT. USE WHEREVER HOT APPLICATIONS ARE DESIRABLE FOR PERSONAL COMFORT AND WHEREVER RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN OR DENTIST FOR THE RELIEF OF PAIN.
7. THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY DIABETICS, OR BY ANY PERSON WHO MAY BE INSENSITIVE TO THE APPLICATION OF DIRECT HEAT TO THE SKIN'S SURFACE, OR PERSONS WITH ANY SKIN DISORDER. IF IN DOUBT, CONSULT YOUR DOCTOR BEFORE USE.
8. THIS PRODUCT WILL PRODUCE MOISTURE. DO NOT USE IT RESTING AGAINST FURNITURE OR ANYTHING ELSE, AS THE PAD WILL MAKE THE SURFACE WET.
9. CAUTION: DO NOT EXCEED 30 MINUTES PER APPLICATION. RECOMMENDED TREATMENT TIME IS 10–30 MINUTES.
10. CHECK THE TREATMENT AREA EVERY 10 MINUTES TO HELP PREVENT BURNS OR FROSTBITE.
11. ALWAYS CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE BEGINNING ANY HOT OR COLD THERAPY.
12. IF PAIN DOESN'T IMPROVE OR BECOMES MORE SEVERE OR IF NEW SYMPTOMS OCCUR, STOP USE AND CONSULT YOUR PHYSICIAN IMMEDIATELY.
13. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS BEADED PACK IN PLACE.
14. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE BEADED PACK IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGN OF DETERIORATION.
15. DO NOT SIT ON OR CRUSH THE BEADED PACK.
16. NEVER USE THE BEADED PACK WITHOUT THE COVER IN PLACE.
17. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON THE BOX OR THE INSTRUCTIONS PACKED WITH PRODUCT BEFORE USING.

HOT/COLD BEAD PACK

Pain relief for the whole body

Ceramic beads retain heat for 30 minutes and provide soothing therapy for the pain and stress of everyday life. Living a balanced life to maintain your health and well-being has become an important priority. The Hot/Cold Bead Pack is a natural way to ease the aches and pains of everyday life.

Unlike rice, oats, buckwheat or flaxseed, ceramic beads will not attract mold and mildew, will remain odor free and will not dry out or dissolve after multiple uses. The Hot/Cold Bead Pack delivers heat safely and effectively to provide soothing comfort.

Some suggested uses include:

- Upper back relief
- Shoulder relief
- Lower back relief
- Neck relief
- Knee relief
- Menstrual cramp relief

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Center
Conair Corporation
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

Please register this product at www.conair.com/registration

©2020 Conair Corporation

20PA073071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution: Follow these instructions carefully. Misuse can cause severe burns. Overheating the ceramic bead pack in the microwave can damage or destroy the product.

Use Warm:

1. Ensure your microwave is clean and free of any food, debris, or liquids.
2. Insert the ceramic bead pack in the fabric cover and place in microwave.
3. In a 1,000+ watt microwave, heat the ceramic bead pack for 1 minute.
4. Remove from the microwave and massage the pad to distribute the ceramic beads evenly.
5. When heated, place the ceramic bead pack over the area in need.

Use Cool:

1. Place the ceramic bead pack in a sealed plastic bag; this will prevent any odors from being absorbed. (If stored in a sealed plastic bag, ceramic bead pack may be placed in the fabric cover.)
2. Store in refrigerator or freezer for a minimum of 1 hour.
3. When cooled, if not stored in the fabric cover, place the ceramic bead pack in the cover and place it over the area in need of treatment.

hot/cold bead pack



CONAIRcomfort™

Instruction Booklet for model HP46

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

IB-16806

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES NO TIRAR

PELIGRO – Para reducir el riesgo de quemaduras, este producto debe usarse de acuerdo con las instrucciones siguientes:

1. NO CALIENTE ESTE PRODUCTO CON NINGÚN OTRO MEDIO QUE NO SEA EL HORNO MICROONDAS.
2. LA ALMOHADILLA PUEDE DAÑARSE PERMANENTEMENTE SI SE CALIENTA DURANTE MÁS TIEMPO DEL RECOMENDADO. ESTO PUEDE AFECTAR A LA GARANTÍA.
3. SI SE SOBRECALIENTA, LA ALMOHADILLA ESTARÁ DEMASIADO CALIENTE PARA TOCARLA. PERMITA QUE SE ENFRÍE ANTES DE RETIRARLA DEL MICROONDAS. COMPRUEBE QUE LA ALMOHADILLA NO ESTÁ DAÑADA. EN CASO DE DAÑO, NO LA USE. TÍRELA.
4. NO LO USE MIENTRAS DUERME. PROCURE NO DORMIRSE DURANTE EL USO. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN O CALIENTEN ESTE PRODUCTO A MENOS QUE ESTÉN BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

ALMOHADILLA DE PERLAS DE CERÁMICA PARA TERAPIA FRÍA/CALIENTE



5. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO POR O EN PERSONAS CON CIERTAS DISCAPACIDADES, PERSONAS DORMIDAS O INCONSCIENTES O PERSONAS CON PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN, A MENOS QUE ALGUIEN VIGILE CUIDADOSAMENTE EL USO DEL MISMO.
6. NO USE ESTE PRODUCTO CON LINIMENTOS, BÁLSAMOS O UNGÜENTOS QUE CONTENGAN INGREDIENTES CALORÍFEROS; ESTO PUEDE CAUSAR QUEMADURAS. USE EL PRODUCTO EN LAS ÁREAS DEL CUERPO QUE REQUIERAN CALOR, YA SEA PARA COMODIDAD PERSONAL O PARA ALIVIAR EL DOLOR, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE SU MÉDICO O DENTISTA.
7. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO POR PERSONAS DIABÉTICAS, PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR, NI PERSONAS CON ALGÚN PROBLEMA DE PIEL. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DEL USO.
8. ESTE PRODUCTO PRODUCE HUMEDAD. NO LO USE APOYADO CONTRA MUEBLES O CUALQUIER OTRA COSA, YA QUE HARÁ QUE LA SUPERFICIE SE HUMEDezca.
9. PRECAUCIÓN: NO EXCEDA 30 MINUTOS DE TRATAMIENTO. EL TIEMPO DE TRATAMIENTO RECOMENDADO ES DE 10 A 30 MINUTOS.
10. REVISE EL ÁREA TRATADA CADA 10 MINUTOS PARA AYUDAR A EVITAR LAS QUEMADURAS O CONGELACIONES.
11. SIEMPRE CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TERAPIA DE FRÍO O CALOR.
12. SI EL DOLOR NO SE MEJORA O SE VUELVE MÁS SEVERO, O SI APARECEN NUEVOS SÍNTOMAS, DEJE DE USARLO Y

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

- CONSULTE A SU MÉDICO INMEDIATAMENTE.
13. NO USE ALFILERES NI OTROS SUJETADORES METÁLICOS PARA SUJETAR ESTE PRODUCTO.
14. EXAMINE CUIDADOSAMENTE EL FORRO INTERIOR ANTES DE CADA USO. DESECHE EL PRODUCTO SI PRESENTA ALGÚN SIGNO DE DETERIORO.
15. NO SE SIENTE ENCIMA DE LA ALMOHADILLA, NI LA APLASTE.
16. NUNCA USE EL PRODUCTO SIN LA FUNDA DE TELA.
17. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN LA CAJA O INCLUIDAS CON EL PRODUCTO ANTES DE USARLO.

ALMOHADILLA DE PERLAS DE CERÁMICA PARA TERAPIA FRÍA/CALIENTE

Alivio del dolor para todo el cuerpo

Las perlas de cerámica retienen el calor p el frío durante 30 minutos, proporcionando una terapia calmante para el dolor y el estrés de la vida cotidiana. Vivir una vida equilibrada para mantener su salud y bienestar se ha convertido en una prioridad importante. La almohadilla de perlas de cerámica para tratamiento frío/caliente es una manera natural de aliviar los dolores de la vida cotidiana

A diferencia del arroz, de la avena, del trigo sarraceno o de la linaza, las perlas de cerámica no atraerán el moho, permanecerán sin olor, y no se secarán ni se disolverán después de múltiples usos. La almohadilla de perlas de cerámica para tratamiento frío/caliente suministra calor/frío de forma segura y efectiva para proporcionar una relajante sensación de confort.

Algunos de los usos sugeridos incluyen:

- Dolor en la parte superior de la espalda
- Dolor en los hombros
- Dolor en la parte inferior de la espalda

Centro de servicio
Conair Corporation
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration

©2020 Conair Corporation

20PA073071

- Dolor en la nuca
- Dolor en las rodillas
- Dolores menstruales

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución: Siga estas instrucciones cuidadosamente. Usar este producto de manera incorrecta puede resultar en quemaduras graves. Sobrecalentar las perlas de cerámica en el microondas puede dañar o destruir el producto.


Tratamiento caliente:

1. Compruebe que el microondas está limpio y libre de cualquier alimento, suciedad o líquidos.
2. Inserta el paquete de perlas de cerámica en la funda de tela y colóquelos en el microondas.
3. Caliente la almohadilla durante 1 minuto (en un horno de microondas de 1000+ vatios).
4. Retire la almohadilla del microondas y masajéela para distribuir las perlas de cerámica de manera uniforme.
5. Ponga la almohadilla caliente sobre el área del cuerpo que requiera tratamiento.

Tratamiento frío:

1. Coloque el paquete de perlas de cerámica en una bolsa hermética de plástico; esto evitará que absorba olores. Nota: Si usa una bolsa hermética de plástico, puede colocar el paquete de perlas en la funda de tela.
2. Colóquelo en el refrigerador o en el congelador por un mínimo de 1 hora.
3. Coloque el paquete de perlas en la funda de tela (si aún no está en ella) y ponga la almohadilla fría sobre el área del cuerpo que requiera tratamiento.

almohadilla de perlas de cerámica para terapia caliente/fría



CONAIRcomfort™

Manual de instrucciones para el modelo HP46
Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

IB-16806